

Maten/sizes/Größen/tailles/ tallas/misure:
S, M, L, XL



HAND WASH



HANG DRY



DO NOT MACHINE WASH



DO NOT TUMBLE DRY



DO NOT IRON



Ossatec Benelux B.V.

P.O. Box 572 - 5400 AN UDEN
Neutronenlaan 54 - 5405 NH UDEN

T. +31 (0) 413 - 26 52 81
F. +31 (0) 413 - 25 58 40
E. info@ossatec.eu
I. www.ossatec.eu

ARMSLING



Instructies armsling


Arm sling instructions

Instruktion zur Armsling

Instructions armsling

Instrucciones armsling

Istruzioni armsling



NL Leg de arm in de armsteun (A).


EN Put the arm in the arm support (A).

DE Legen Sie den Arm in die Armstütze (A).

FR Déposez le bras dans l'écharpe (A).

ESP Ponga el brazo en el apoyo para el brazo (A).

IT Riporre il braccio nel bendaggio di sostegno per il braccio (A).



Breng de band (B) vanuit de elleboog over de gezonde schouder naar voren en haal deze aan de voorzijde door het bovenste, rechthoekige oog om hem op de juiste, comfortabele hoogte te stellen.


Take the bandage (B) from the elbow and bring it forward over the healthy shoulder. At the front put it through the top rectangular eye to set it at the correct and comfortable height.

Schieben Sie das Band (B) vom Ellenbogen aus über die Schulter des gesunden Armes nach vorne und ziehen Sie es an der Vorderseite durch die oberste rechteckige Öffnung, um den Arm auf die richtige bequeme Höhe einzustellen.

Faites passer la bande (B) depuis le coude par dessus l'épaule indemne et tirez-la vers l'avant en la passant par l'anneau rectangulaire supérieur afin de l'ajuster correctement et confortablement.

Lleve la tira (B) desde el codo hacia adelante por encima del hombro sano y sáquela a la parte delantera por el orificio superior rectangular para ponerlo en una altura adecuada y cómoda.

Far passare la fascia (B) partendo dal gomito in avanti sulla spalla sana e farla passare sul fronte attraverso l'occhiello rettangolare superiore per regolarla all'altezza più confortevole.



Zet de bijgeleverde band (C) vast aan het ronde oog ter hoogte van de hand.


Secure the bandage (C) provided to the round eye at hand height.

Befestigen Sie das mitgelieferte Band (C) an der runden Öffnung in Handhöhe.

Fixez la bande (C) fournie à l'anneau rond à hauteur de la main.

Ate la tira acompañante (C) al orificio redondo a la altura de la mano.

Fissare la fascia (C) in dotazione all'occhiello rotondo presente all'altezza della mano.



Breng de band (C) via de rug om de romp heen en maak hem vast aan de strook klittenband aan de voorzijde van de armsteun om de bewegingsvrijheid van de onderarm te beperken.

Wrap the bandage (C) by way of the back, around the torso and fix it to the strip of velcro found at the front of the arm support. This limits the forearm's freedom of movement.

Schieben Sie das Band (C) über den Rücken um den Rumpf und befestigen Sie es an dem Klettverschluss an der Armstützenvorderseite. Auf diese Weise kann die Bewegungsfreiheit des Unterarms eingeschränkt werden.

Faites passer la bande (C) par le dos autour du tronc et fixez-la à la bande velcro sur le devant de l'écharpe. Les mouvements de l'avant-bras pourront ainsi être limités.

Pase la tira (C) por el torso a través de la espalda y únala a la cinta velcro en la parte delantera del soporte para el brazo. Así se puede limitar el movimiento del antebrazo.

Far passare la fascia (C) dietro la schiena intorno al busto e fissarla alla parte in velcro nella parte anteriore del bendaggio di sostegno per il braccio. In questo modo si può limitare il movimento dell'avambraccio.

